



INSTITUT DE RECHERCHE BIOMEDICALES DES ARMEES

## Protocole pour la détection du virus MONKEYPOX par PCR en temps réel

### Kit PCR

**Nom :** NeuMoDx Monkeypoxvirus

**Fabricant :** QIAGEN

**Fournisseur :** QIAGEN

**Marquage :** RUO

Les essais concernant la validation du système de détection du virus MPXV ont été réalisés par le service du Dr DESCAMPS (APHP\_Hôpital Bichat)

Rapport :

Rapport Final NeumoDx MPXV 22092022

### CONCLUSION

La concordance entre les résultats obtenus avec la technique du CNR et la technique NeuMoDx permet de valider la trousse pour la détection du virus de la variole du singe.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'O. Ferraris', is enclosed within a rectangular box.

O.FERRARIS

CNR LE Orthopoxvirus